


## 肝素帽 Heparin Cap

肝素帽模仿可来福原理对静脉留置针封管的效果，以降低病人的医疗费用，提高护士的工作效率。与动静脉留置针配套，可多次、反复穿刺供输液，注射药物用，注入肝素钠可防止血液回流及抗凝固。

Heparin cap imitates the effect of Clave principle that to seal the vein detained needle to reduce patient's medical costs and to improve the efficiency of nurses' work.

Heparin Cap supports vein detained needle and it can be repeatedly used for infusion, drug injection, or injecting heparin to prevent blood reflux and anti-coagulation.



与“留置针”  
配套使用

### 产品特性

1. 肝素帽由连接体和胶垫组成。
2. 连接体成分为医疗级聚碳酸酯，胶垫为异戊胶垫。
3. 可以承受50kPa的液压并可以与标准鲁尔接头连接。
4. 单个吸塑包装经环氧乙烷灭菌后，无菌、无毒、无热原反应及其他不良反应,并且有良好的生物相容性。
5. 吸塑包装可以根据客户需要做定牌印刷。
6. 它是一次性医疗设备，以避免交叉感染并增强注入的安全性。
7. 产品使用的安全性能可靠，拆卸方便、灵活。

### Product Property

1. Heparin cap consists of a connector and a rubber;
2. It is made of medical grade PC and isoprene rubber;
3. It can bear 50Kpa hydraulic pressure and can connect with standard Luer connectors;
4. If choosing a single blister packaging and sterilizing by EO, it will has non-toxic, non pyrogen and no other adverse reactions, and have good bio-compatibility;
5. Blister packing can be printed according to customer's special printing needs.
6. This disposable medical device is able to avoid cross-contamination infection and increase security of infusion;
7. This heparin cap performs safely and reliably, and removes conveniently and flexibly.




### 透明肝素帽 Transparent Heparin Cap HEX-GT



包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	0.87g	20000	40*40*30	17kg	18.5kg
吸塑 Blister Sterile	1.11g	5000	42*26*45	5.63kg	7.65kg



### 八角肝素帽 Dysosma Heparin Cap HEX-GB



包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	0.9g	20000	40*40*30	19kg	20.5kg
吸塑 Blister Sterile	1.19g	5000	42*26*45	4.75kg	7.95kg



### 黄色肝素帽 Yellow Heparin Cap HEX-GH



包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	1.0g	20000	40*40*30	20kg	21.5kg
吸塑 Blister Sterile	1.26g	5000	42*26*45	6.32kg	8.04kg

# + 三通阀 Three Way Stopcock




## + 三通阀 (小) Three Way Stopcock (small) HEX-STX



+ 三连排



+ 两通阀




+ 三通阀单品



+ 三通阀单品包装

包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	3.28g	3000	40*40*30	16.4kg	17.31kg

**三通阀加延长管**  
 Three Way Stopcock with  
 Extension Tube **HEX-STY**



+ 单品包装



产品用于加长输液管道，间隔注射药液，动脉测压，连接监护仪等。

规格齐全，管长10cm，25cm.....300cm。

Product with extension tube is used to lengthen the injection tube, to inject liquid sidelong, to measure the arterial pressure, to connect monitors and so on.

Complete specifications: 10cm, 25cm ....300cm.



蓝色



红色



黄色



白色



钴蓝





## 无针接头 Needle Free Connector

### + 无针接头 Needle Free Connector HEX-WZ



+ 单品



+ 单品顶帽



+ 单品包装

包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	1.70g	10000	40*40*30	17.07kg	17.99kg
吸塑 Blister Sterile	2.06g	4800	42*26*36	8.19g	9.49kg



### Y型无针接头

Y-TYPE  
Needle Free Connector  
HEX-WZY



+ 紫色加蓝色胶垫



+ 透明加蓝色胶垫

+ 青紫色加蓝色胶垫

包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	2.38g	10000	40*40*30	23.7kg	24.61kg

**+ 直型无针接头 Straight-Site Needle Free Connector  
HEX-WZZ**



包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton
散装 Bulk	2.21g	10000

箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
40*40*30	22.1kg	23kg

包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton
散装 Bulk	1.47g	10000




箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
40*40*30	14.7kg	15.8kg



## 无针接头加延长管 Needle Free Connector with Extension Tube

产品用于加长输液管道，间隔注射药液，动脉测压，连接监护仪等。规格齐全，管长和配件根据客户要求。产品用于加长输液管道，间隔注射药液，动脉测压，连接监护仪等。规格齐全，管长和配件根据客户要求。

Product with extension tube is used to lengthen the injection tube, to inject liquid sidelong, to measure the arterial pressure, to connect monitors and so on. Complete specifications and any lengths and fittings chosen by customer's request.



# 精密流量调节器

## IV Flow Regulator


本调节器用于静脉滴注时长时间准确控制滴率和药剂量的输入。

可以向ICU重症监护病房、手术室、急诊室、麻醉课，及需要各种精确输液的地方进行使用。

When using this regulator for intravenous infusion, it can accurately control of time and the rate of dose drops. It is usefully in ICU intensive care unit, operating room, emergency room, paralysis classes, and various of places where requires this precise regulator costs.

### 精密流量调节器 IV Flow Regulator HEX-LT

- OPEN
- 5 OFF
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 70
- 90
- 120
- 140
- 160
- 180
- 230
- 250
- ml/h



包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	8.34g	1000	40*40*30	8.34kg	9.2kg




## 精密流量调节器加延长管

### IV Flow Regulator with Extension Tube **HEX-LTY**



规格齐全，管长和配件根据客户要求。

Complete specifications and any lengths and fittings chosen by customer's request.



+ 单品包装

包装 Packing	单重 Unit Weight	数量/箱 PCS/Carton	箱规 Carton Size	净重 Net Weight	毛重 Gross Weight
散装 Bulk	38.30g	500	40*40*30	19.15kg	22.12kg

# HEALTHSEA

## Disposable Plastic Fittings

### 耗材塑料配件



#### 双头螺旋 Combi Stopper HEX-P01



材质：丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: ABS

包装：散装/吸塑

Packing: Bulk / Blister Sterile


单重：0.76g/1.0g

Unit Weight: 0.6g/1.0g

款式  
多样

规格  
齐全

#### 螺旋帽 Screw Cap HEX-P02



材质：丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: ABS

包装：散装/吸塑

Packing: Bulk / Blister Sterile

单重：0.5g/0.77g

Unit Weight: 0.5g/0.77g

颜色  
随选

#### 小护帽 Protective Cap HEX-P03



材质：丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: ABS

包装：散装/吸塑

Packing: Bulk / Blister Sterile

单重：0.21g/0.48g

Unit Weight: 0.21g/0.48g

#### 鲁尔接头 Luer Lock HEX-P04



材质：聚碳酸酯+丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: PC+ABS

单重：1.25g

Unit Weight: 1.25g

使用：可接3\*4mm延长管

Application: Connect with  
3\*4mm extension tube

✚ 公螺旋 Male Spiral HEX-P05



<p>材质：聚碳酸酯 单重：1.02g 使用：可接3*4mm延长管</p>	<p>Material: PC Unit Weight: 1.02g Application: Connect 3*4mm extension tube</p>
---	--

✚ 带翼公螺旋 Male Spiral HEX-P05-1



<p>材质：聚碳酸酯 单重：0.83g 使用：可接1.5*2.4 mm延长管</p>	<p>Material: PC Unit Weight: 0.83g Application: Connect with 1.5*2.4 mm extension tube</p>
--	--

✚ 罗伯特夹 Robert Clamp HEX-P06



<p>材质：聚甲醛 单重：2.33g 使用：可夹4mm,8mm延长管</p>	<p>Material: POM Unit Weight: 2.33g Application: Clamp 4mm,8mm extension tube</p>
--	---

✚ 片夹 Slide Clamp HEX-P07



<p>材质：丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物 单重：0.91g 使用：可接3*4mm、1.5*2.4mm 延长管</p>	<p>Material: ABS Unit Weight: 0.91g Application: Connect with 3*4mm、1.5*2.4mm extension tube</p>
---	--

✚ 脐带夹 Umbilical Cord Clamp HEX-P08



<p>材质：丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物 包装：散装/吸塑 单重：2.4g/2.8g</p>	<p>Material: ABS Packing: Bulk/Blister Sterile Unit Weight: 2.4g/2.8g</p>
---	---

✚ Y三通 Y-Site HEX-P09



<p>材质：聚碳酸酯 单重：1.25g</p>	<p>Material: PC Unit Weight: 1.25g</p>
-----------------------------	--

✚ Y三通 Y-Site HEX-P10



<p>材质：聚碳酸酯+异戊胶垫 单重：1.25g Material: PC+ Isoprene Unit Weight: 1.25g</p>
--

✚ 无针接头螺旋帽  
Needle Free Connector Cap  
HEX-P11



<p>材质：聚丙烯 单重：0.4g Material: pp Unit Weight: 0.4g</p>
--

✚ 单向阀  
One-way Valve  
HEX-P12



<p>材质：聚碳酸酯 单重：1.29g Material: PC Unit Weight: 1.29g</p>
---

### + 螺旋两通 Screw Two Way HEX-P13



+聚碳酸酯

材质:聚碳酸酯

Material: PC

单重:0.98g

Unit Weight: 0.98g

使用:可接3\*4mm延长管

Application: Connect with 3\*4mm extension tube

### + 小螺旋两通 HEX-P13-1 Small Screw Two Way



材质:聚碳酸酯

Material: PC

单重:0.57g

Unit Weight: 0.57g

使用:可接1.5\*2.4mm  
延长管

Application: Connect with 1.5\*2.4mm extension tube

### + 一通接头 One-Way Connector HEX-P14



材质:聚碳酸酯+丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: PC+ABS

单重:1.03g

Packing: 1.03g

使用:可接1.5\*2.4mm延长管

Unit Weight: Connect with 1.5\*2.4mm extension tube

### + 二通接头 Two-Way Connector HEX-P15



材质:聚碳酸酯+丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: PC+ABS

单重:1.13g

Packing: 1.13g

使用:可接1.5\*2.4mm延长管

Unit Weight: Connect with 1.5\*2.4mm extension tube

### + 三通接头 Three-Way Connector HEX-P16



材质:聚碳酸酯+丙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物

Material: PC+ABS

单重:1.15g

Packing: 1.15g

使用:可接1.5\*2.4mm延长管

Unit Weight: Connect with 1.5\*2.4mm extension tube